

*Chi ha detto che
l'alta tecnologia
deve costare molto?*

Il costo varia in base alla quantità e localizzazione dei peli ed è comunque contenuto, tenendo conto della elevata efficacia, qualità e sicurezza della metodica.



Apogee Elite™

LASER EPILAZIONE

*La soluzione finale al problema
dei peli indesiderati*



*Long Pulsed Alexandrite Laser
Long Pulsed Nd:YAG Laser*



Laser Apogee Elite

Il laser Apogee Elite è il più avanzato ed efficace strumento oggi disponibile per eliminare i peli superflui. Apogee Elite, prodotto negli Stati Uniti da Cynosure, è il primo laser combinato che associa in un'unica struttura le due sorgenti laser più efficaci e sicure per il trattamento dei peli indesiderati: il laser ad Alessandrite ed il Laser Nd:YAG; entrambi a pulsazione lunga. Con questo in-

novativo strumento è possibile variare in modo preciso e personalizzato la durata dell'impulso, utilizzando raggi di grande dimensione (15 mm) ed alte energie, così da avere risultati clinici eccellenti in modo rapido e sicuro.

In che modo il laser Apogee Elite elimina i peli superflui ?

Il laser Apogee Elite produce due raggi di 755 e 1064 nm di lunghezza d'onda che vengono rilasciati, attraverso una particolare tecnologia, sottoforma di impulsi di lunga durata. Il raggio laser riesce così ad attraversare la pelle senza danneggiarla colpendo in modo selettivo il pelo che, esplodendo, scompare. Il raggio viene emesso da un manipolo associato ad un apposito sistema di raffreddamento della cute che, oltre ad avere un effetto anestetico, elimina il rischio di effetti collaterali.

È possibile eliminare i peli con un solo trattamento o sono necessarie più sedute ?

Per avere una epilazione di lunga durata sono necessari più trattamenti. Infatti non è sufficiente che il raggio laser distrugga selettivamente il pelo ma è fondamentale anche la fase di crescita in cui questo si trova. Per ottenere una Laser epilazione efficace bisogna colpire i peli nella fase Anagen (di crescita) perché irradiando quelli in fase di riposo non si ottiene alcun risultato. La percentuale dei peli in fase Anagen però varia a seconda della zona del corpo. Tutti questi fattori influenzano il numero dei trattamenti e l'intervallo di tempo fra questi, al fine di colpire il maggior numero di peli nella fase più sensibile alla terapia. Il numero delle sedute varia da paziente a paziente ma mediamente si devono eseguire 5-6 trattamenti distanziati fra loro di 1-2 mesi per ottenere una depilazione eccellente e di lunga durata.

Come si svolge una seduta di laser epilazione ?

La seduta inizia con un colloquio accurato fra dermatologo e paziente compilando una cartella clinica, per evidenziare tutte le variabili che possono influenzare il risultato finale. Durante la seduta il raggio laser viene passato sulla zona scelta, dove si assiste ad una vera e propria "esplosione" dei peli utilizzando l'energia più alta tollerata dal paziente. Al termine della seduta la cute si presenta arrossata ma integra; il rossore solitamente scompare nel giro di poche ore. Nei giorni immediatamente successivi la seduta laser, si assiste ad una apparente rapida ricrescita dei peli. Si tratta in realtà dei peli colpiti nella fase Anagen che si staccano dal follicolo cadendo spontaneamente nell'arco di 15 giorni.

Che tipo di risultato si può ottenere con la Laser Epilazione ?

I risultati clinici sono eccellenti e molto superiori alle metodiche finora utilizzate. Infatti il laser ad Alessandrite (755 nm) ed il laser Nd:YAG (1064 nm) consentono di trattare in modo efficace e sicuro sia i peli spessi che quelli sottili, di colore compreso fra il nero ed il castano chiaro fino anche al colore rosso e biondo. Inoltre l'utilizzo di un raggio di grande dimensione (15 mm), la possibilità di variare in modo preciso e personalizzato la durata dell'impulso e l'impiego di alte energie, consentono ottimi risultati clinici sia nei carnati chiari che in quelli scuri, riuscendo a debellare in sicurezza i peli più resistenti e a trattare rapidamente zone estese come le gambe, il torace ed il dorso.

Il trattamento laser è doloroso ?

Nella maggioranza dei casi l'intervento è indolore o si avverte un fastidio minimo anche trattando zone più sensibili come ascelle, inguine, labbro superiore, sopracciglia, areola mammaria. La presenza di un sistema di raffreddamento cutaneo rende la terapia estremamente confortevole, ma in ogni caso se necessario, può essere applicata una crema anestetica che elimina ogni sensazione. Inoltre le caratteristiche fisiche del laser Apogee Elite e la presenza del sistema di raffreddamento cutaneo, fanno di questo strumento uno dei più efficaci e sicuri, anche in presenza di carnato scuro.